



INFORMATION POUR LE PRELEVEMENT ET L'ENVOI

Matériel fourni

- Tubes : en fonction de l'analyse demandée
 - 1(2) tube(s) Vacutainer SST II Advance 7.5 ml avec gel et activateur de coagulation.
 - Tube Lithium Héparine
 - Tube EDTA
 - 1 aiguille à prélèvement pour Vacutainer qui se monte sur une tulipe au moyen d'une baïonnette.
 - Tubes pour salive



- Un sac étanche.
- Une coquille de protection.
- Le présent formulaire de demande d'analyse.
- Un mode d'emploi pour la prise de sang (si tubes Sartedt)
- Un mode d'emploi pour l'envoi
- Une enveloppe matelassée marquée UN3373 pour l'envoi postal
- Suivant les cas : les sacs pour l'envoi Chronopost (ou pour l'envoi Fedex sac Fedex « Clinical Pack » si souhaité)

Modalités de prélèvement et d'envoi

Echantillon :

- Il est préférable que le patient soit à jeun.
- **Noter sur le tube : Nom et prénom du patient, Date de naissance, Date du prélèvement.**
- Pour les tubes à bouchon doré ou rouge, si possible, centrifuger le tube sec ainsi : laisser d'abord au repos 30' puis centrifuger à 1800-2200 g durant 10'.
- Placer le tube dans la coquille de protection prévue pour le transport.
- Placer ensuite la coquille dans le sac plastique étanche et tirer la languette bleue pour fermer le sac hermétiquement.
- Placer l'ordonnance, la demande d'analyse et le règlement dans la pochette latérale du sac.
- Placer le tout dans l'enveloppe matelassée.

Expédier à l'adresse :

**PROTEOMIS
CEIA LAB
Bd Saint-Michel 119
B-1040 Bruxelles - Belgique**

- Important :
 - ⇒ Ne jamais congeler les prélèvements.
 - ⇒ Si l'envoi doit être différé, placer les tubes au frais à + 4°C.
 - ⇒ Ne pas oublier de remplir la fiche de demande d'analyse et de faire figurer les coordonnées complètes du patient.

Modalités facultatives d'envoi

Lettre de transport Chronopost

- Vous êtes en France et souhaitez envoyer votre prélèvement par Chronopost? Vous pouvez commander sur notre site web Proteomis votre lettre de transport au **tarif préférentiel de 25€** grâce à notre contrat avec Chronopost. Chronopost permet la livraison express depuis la France vers la Belgique en 24h.



<https://www.proteomis.com/fr/lettre-de-transport-chronopost>

Ou scanner le QR-code

Comment procéder ?

- Vous avez déjà reçu votre kit de prélèvement et d'envoi. Vous avez donc tout le nécessaire pour l'envoi par Chronopost.
- Vous commandez et payez votre lettre de transport sur notre site web (adresse ci-dessus).
- Dans les minutes qui suivent, vous recevrez de notre part un courrier électronique avec un fichier Acrobat pdf contenant la feuille A4 de transport.
- Imprimez cette feuille A4.

- Muni de ce bordereau A4 contenant toutes les informations d'expédition, rendez-vous dans une agence Chronopost, un relai Pickup ou bien dans un bureau de poste gérant les colis Chronopost. Vous n'aurez rien à payer lors du dépôt du colis!
Il y a des milliers de points de collecte Chronopost en France.

Attention :

- Les bordereaux sont envoyés par email.
- Pensez à planifier la prise de sang en début de semaine afin d'éviter que l'échantillon reste en route durant le weekend.

Exemple de lettre de transport :



Sur demande : envoi par Fedex

- Glisser le tout dans le sac Fedex Clinical Pack
- Remplir le formulaire Fedex en complétant les coordonnées de l'expéditeur
- Contacter le service clientèle de Fedex France au **0820 123 800**
- Planifier un enlèvement avec Fedex
- Remettre le paquet au chauffeur lors du passage
- **Ne rien payer directement à Fedex.** PROTEOMIS CEIA LAB a un compte chez Fedex Utiliser ce numéro de compte pour la facturation (nous contacter)
- Remplir comme suit les zones destinées à la facturation sur les bordereau Fedex :
 - ⇒ Dans la section 7a 'Payment Bill transportation charges to', cocher la case 3 'Third party'
 - ⇒ Nous contacter pour le n° de compte
- Les frais d'envoi seront répercutés sur votre facture au tarif indiqué au recto
 - ⇒ 38 € en express, 10 € en economy pour les pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas
 - ⇒ Pour les autres pays, nous contacter pour les tarifs

Ou bien nous contacter par mail à info@proteomis.com

Nous pourrons générer un bordereau et vous l'envoyer et programmer avec vous un horaire pour le passage du chauffeur.